

### [Akceptuję](#)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej [Polityce Prywatności](#)

[Portal](#) [Informacje](#) [Katalog firm](#) [Praca](#) [Szkolenia](#) [Wydarzenia](#) [Porównania międzylaboratoryjne](#)  
[Kontakt](#)



**[Laboratoria](#)**  
**[.net](#)**  
**[Innowacje](#)**  
**[Nauka](#)**  
**[Technologie](#)**



[Logowanie](#) [Rejestracja](#) [pl](#)

Newsletter

zapisz się

[Strona główna](#) > [Katalog produktów](#) > [Cieplarki, suszarki, inkubatory](#)

# Environmental Shaker Incubator, Model SI-45

(0.00/5)

WWW: [www.novazym.com](http://www.novazym.com)

E-mail: [info@novazym.com](mailto:info@novazym.com)

[Opis](#) [Galeria zdjęć](#) [Kontakt](#)

[Environmental Shaker Incubator, Model SI-45:](#)



## Specification

The SI-45 are compact bench-top Shaker Incubators used for mixing of biological liquids as well as the incubation and cultivation of biological liquids according to the operator set program. The SI-45 are extremely easy to operate, with very straightforward setup of temperature, speed and time, using the two line setup and status display, which clearly indicates both set and actual for each of the three parameters.

Temperature range: RT +5 °C ~ 45 °C

Temperature display precision:  $\pm 0.1$  °C

Temperature fluctuation: (37 °C)  $\pm 0.5$  °C

Wave speed: 20 ~ 250 rpm

Orbital: 10 mm

Time range: 1 min ~ 99 h 59 min

Maximum load: 3 kg

Platforms: 4 types platforms

Dimensions: 34 x 34 x 45 cm

## Platforms:

PP12 - 100 Platform with clamps for flasks, 100-150 mL

PP 06 - 250 Platform with clamps for flasks, 250-300 mL

UP - 1 Universal platform with adjustable bars for different types of flasks, bottles

PP - 1 Flat platform with non-slip rubber mat

[więcej](#)

**Nazwa:** Environmental Shaker Incubator, Model SI-45

**Adres:** ul. Strzeszyńska 34 budynek C  
60-479 Poznań  
Tel. +48 (61) 610 39 10  
Fax +48 (61) 610 39 11  
Kom. +48 607 312 486

**Strona www:** [www.novazym.com](http://www.novazym.com)

**E-mail:** [info@novazym.com](mailto:info@novazym.com)

Oceń prezentację:

(0.00/5)

---

[wstecz](#)

**Informacje dnia:** [Jak poradzić sobie z końcem wakacji? Zalecenia w sprawie mpox są racjonalne i adekwatne](#) [Przydatność organów do przeszczepu](#) [Naukowcy zbadali, jak powstają nowe słowa w mediach społecznościowych](#) [Telefony komórkowe nie powodują nowotworów mózgu](#) [Ryzyko zawału i udaru mózgu u kobiet](#) [Jak poradzić sobie z końcem wakacji? Zalecenia w sprawie mpox są racjonalne i adekwatne](#) [Przydatność organów do przeszczepu](#) [Naukowcy zbadali, jak powstają nowe słowa w mediach społecznościowych](#) [Telefony komórkowe nie powodują nowotworów mózgu](#) [Ryzyko zawału i udaru mózgu u kobiet](#) [Jak poradzić sobie z końcem wakacji? Zalecenia w sprawie mpox są racjonalne i adekwatne](#) [Przydatność organów do przeszczepu](#) [Naukowcy zbadali, jak powstają nowe słowa w mediach społecznościowych](#) [Telefony komórkowe nie powodują nowotworów mózgu](#) [Ryzyko zawału i udaru mózgu u kobiet](#)

**Partnerzy**