

[Akceptuję](#)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej [Polityce Prywatności](#)

[Portal](#) [Informacje](#) [Katalog firm](#) [Praca](#) [Szkolenia](#) [Wydarzenia](#) [Porównania międzylaboratoryjne](#)
[Kontakt](#)



[Laboratoria](#)
[.net](#)
[Innowacje](#)
[Nauka](#)
[Technologie](#)

[Logowanie](#) [Rejestracja](#) [pl](#)

Newsletter

zapisz się



[Strona główna](#) > [Katalog produktów](#) > [Tygle, łożdki, tace](#)

Ceramiczne tygle cylindryczne, ceramika tlenkowa Frialit Degussit

(5.00/5)

WWW: www.frialit.pl

E-mail: b.krawczyk@labro.com.pl

[Opis](#) [Galeria zdjęć](#) [Kontakt](#)


Tygle do analizy wysokotemperaturowej.

Ø D1	Ø D2	H	Objętość ca ml	Artykuł nr.
Degussit AL23				
10	8	15	0,7	201-11010-0150
20	16	30	6	201-11020-0300

30	26	40	20	201-11030-0400
35	30	50	40	201-11035-0500
40	36	60	60	201-11040-0600
50	44	75	110	201-11050-0750
65	55	100	225	201-11065-1000
85	73	150	600	201-11085-1500
110	100	150	1100	201-11110-1500
Degussit AL24				
20	16	30	6	201-21020-0300
30	26	40	20	201-21030-0400
35	30	50	40	201-21035-0500
40	36	60	60	201-21040-0600
50	44	75	110	201-21050-0750
65	55	100	225	201-21065-1000
85	73	150	600	201-21085-1500
Degussit AL25				
145	125	160	1760	201-22145-1600
120	100	200	1500	201-22120-2000
Degussit FZY				
10	8	15	0,7	201-56010-0150
20	16	30	6	201-56020-0300
30	26	40	20	201-56030-0400
35	30	50	40	201-56035-0500
40	36	60	60	201-56040-0600
50	44	75	110	201-56050-0750
65	55	100	225	201-56065-1000
85	73	150	600	201-56085-1500

Inne wymiary dostępne są na zapytanie

[więcej](#)



Nazwa: Ceramiczne tygle cylindryczne, ceramika tlenkowa Frialit Degussit

Adres: LABRO Technologie
ul. Czerwone Maki 59 lok. 22
30-392 Kraków

tel.: +48 12 260 29 50
fax.: +48 12 397 79 30
tel. kom.: +48 784469298

Strona www: www.frialit.pl

E-mail: b.krawczyk@labro.com.pl

Oceń prezentację:

(5.00/5)

[wstecz](#)

Informacje dnia: [Jak poradzić sobie z końcem wakacji? Zalecenia w sprawie mpox są racjonalne i adekwatne](#) [Przydatność organów do przeszczepu](#) [Naukowcy zbadali, jak powstają nowe słowa w mediach społecznościowych](#) [Telefony komórkowe nie powodują nowotworów mózgu](#) [Ryzyko zawału i udaru mózgu u kobiet](#) [Jak poradzić sobie z końcem wakacji? Zalecenia w sprawie mpox są racjonalne i adekwatne](#) [Przydatność organów do przeszczepu](#) [Naukowcy zbadali, jak powstają nowe słowa w mediach społecznościowych](#) [Telefony komórkowe nie powodują nowotworów mózgu](#) [Ryzyko zawału i udaru mózgu u kobiet](#)

Partnerzy