

[Akceptuje](#)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej [Polityce Prywatności](#)

[Portal](#) [Informacje](#) [Katalog firm](#) [Praca](#) [Szkolenia](#) [Wydarzenia](#) [Porównania międzylaboratoryjne](#)
[Kontakt](#)



[Laboratoria](#)
[.net](#)
[Innowacje](#)
[Nauka](#)
[Technologie](#)

[Logowanie](#) [Rejestracja](#) [pl](#)

Newsletter

zapisz się



[Strona główna](#) > [Katalog produktów](#) > [Wirówki](#)

IKA G-L

(5.00/5)

WWW: www.ika.com

E-mail: sales.poland@ika.com

[Opis](#) [Galeria zdjęć](#) [Kontakt](#)

Rozdział substancji przy średnich prędkościach obrotowych: IKA G-L jest idealną wirówką laboratoryjną do wszystkich rodzajów procesów rozdziału, jak te, występujące w biologii molekularnej. Może być stosowana ze standardowymi probówkami 1,5 / 2 ml, jak również z paskami PCR. Pokrywa otwiera się automatycznie po naciśnięciu przycisku.

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE

Wirówka wyposażona jest w metalową pokrywę i nie uruchamia się, dopóki nie zostanie dokładnie zamknięta.

NOWOCZESNY WYŚWIETLACZ

Całkowicie intuicyjne sterowanie odbywa się za pomocą klawiatury membranowej. Pozwala to na łatwe ustawienie prędkości obrotowej lub programów.

POTĘŻNY SILNIK

Prędkości obrotowe do 15 700 obr./min, wirówka wyposażona jest w silnik o wysokiej wydajności.

Dane techniczne:

Pojemność - 12 x 1,5 ml / 2,0 ml + wymienne rotory

Przyśpieszenie - 16 500 G

Zakres prędkości - 800 - 15 700 rpm

Moc silnika wejściowa - 65 W

Odchylenie prędkości obrotowej - 5%

Szybkie zatrzymanie - tak

Otwarcie pokrywy - automatyczne

Pokrywa ochronna - tak

Wymiary - 200 x 140 x 280 mm

Waga - 3,9 kg

Klasa ochrony zgodnie z DIN EN 60529 - IP 20

<https://www.ika.com/en/Products-Lab-Eq/Centrifuges-Micro-Centrifuge-csp-276/IKA-G-L-cpdt-30000774/>

[więcej](#)



Nazwa: IKA G-L

Adres: IKA Poland Sp. zo.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa

Strona www: www.ika.com

E-mail: sales.poland@ika.com

Oceń prezentację:

(5.00/5)

[wstecz](#)

Informacje dnia: [Jak poradzić sobie z końcem wakacji? Zalecenia w sprawie mpox są racjonalne i adekwatne](#) [Przydatność organów do przeszczepu](#) [Naukowcy zbadali, jak powstają nowe słowa w mediach społecznościowych](#) [Telefony komórkowe nie powodują nowotworów mózgu](#) [Ryzyko zawału i udaru mózgu u kobiet](#) [Jak poradzić sobie z końcem wakacji? Zalecenia w sprawie mpox są racjonalne i adekwatne](#) [Przydatność organów do przeszczepu](#) [Naukowcy zbadali, jak powstają nowe słowa w mediach społecznościowych](#) [Telefony komórkowe nie powodują nowotworów mózgu](#) [Ryzyko zawału i](#)

[udaru mózgu u kobiet](#) [Jak poradzić sobie z końcem wakacji?](#) [Zalecenia w sprawie mpox są racjonalne i adekwatne](#) [Przydatność organów do przeszczepu](#) [Naukowcy zbadali, jak powstają nowe słowa w mediach społecznościowych](#) [Telefony komórkowe nie powodują nowotworów mózgu](#) [Ryzyko zawału i udaru mózgu u kobiet](#)

Partnerzy