

### [Akceptuję](#)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej [Polityce Prywatności](#)

[Portal](#) [Informacje](#) [Katalog firm](#) [Praca](#) [Szkolenia](#) [Wydarzenia](#) [Porównania międzylaboratoryjne](#)  
[Kontakt](#)



**[Laboratoria](#)**  
**[.net](#)**  
**[Innowacje](#)**  
**[Nauka](#)**  
**[Technologie](#)**

[Logowanie](#) [Rejestracja](#) [pl](#)

Newsletter

zapisz się



[Strona główna](#) > [Katalog produktów](#) > [Wagi](#)

## Wagi OHAUS Explorer® Analityczne, Precyzyjne i Wysokiej Nośności

(0.00/5)

WWW: [www.ohaus.com](http://www.ohaus.com), tel: +44 207 660 0892

E-mail: [ssc@ohaus.com](mailto:ssc@ohaus.com)

[Opis](#) [Galeria zdjęć](#) [Kontakt](#)

**Wagi OHAUS Explorer® Analityczne, Precyzyjne i Wysokiej Nośności**

**Inteligentne i Praktyczne!**

Najbardziej zaawansowane technicznie wagi firmy OHAUS oferujące użytkownikowi połączenie najwyższej jakości pomiarów, niezrównanej funkcjonalności, i praktycznych rozwiązań ułatwiających pracę w każdym laboratorium.

Modułowa konstrukcja, kolorowy wyświetlacz dotykowy z ikonami dla łatwiejszej obsługi i nawigacji, bezdotykowe czujniki, automatyczne drzwiczki szafki przeciwpodmuchiowej, czy szeroki wybór dostępnych trybów pracy i ustawień użytkownika to tylko niektóre z cech wag Explorer, które sprawiają że praca w laboratorium staje się czystą przyjemnością.

Rodzina wag Explorer obejmuje modele analityczne, precyzyjne i wysokiej nośności, Od 120g i 0,1mg odczytu do 35 kg i 0,1g odczytu.

W gamie znajdują się modele z wewnętrzną kalibracją wspomaganą systemem AutoCal™, jak również wagi z tradycyjną kalibracją zewnętrzną. Wagi Explorer wyposażone są w łatwo dostępne porty komunikacyjne (RS232 oraz USB) oraz możliwość zapisu danych bezpośrednio na dysku USB.

**Aby uzyskać więcej informacji odwiedź [www.OhausExplorer.com](http://www.OhausExplorer.com)**

[więcej](#)



**Nazwa:** Wagi OHAUS Explorer® Analityczne, Precyzyjne i Wysokiej Nośności

**Adres:** OHAUS Europe GmbH  
Im Langacher 44  
CH - 8606 Greifensee  
Switzerland

**Strona www:** [www.ohaus.com](http://www.ohaus.com), tel: +44 207 660 0892

**E-mail:** [ssc@ohaus.com](mailto:ssc@ohaus.com)

Oceń prezentację:

(0.00/5)

---

[wstecz](#)

**Informacje dnia:** [Zdrowych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia Zapraszamy na wyjątkową edycję Targów PCI Days 2025! Zawał już dawno przestał być chorobą mężczyzn Świąteczna apteczka](#)

[Radioaktywny pluton się nie ukryje Złoty Medal Chemii przyznany po raz 14 Zdrowych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia Zapraszamy na wyjątkową edycję Targów PCI Days 2025! Zawał już dawno przestał być chorobą mężczyzn Świąteczna apteczka Radioaktywny pluton się nie ukryje Złoty Medal Chemii przyznany po raz 14 Zdrowych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia Zapraszamy na wyjątkową edycję Targów PCI Days 2025! Zawał już dawno przestał być chorobą mężczyzn Świąteczna apteczka Radioaktywny pluton się nie ukryje Złoty Medal Chemii przyznany po raz 14](#)

## **Partnerzy**