

[Akceptuje](#)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej [Polityce Prywatności](#)

[Portal](#) [Informacje](#) [Katalog firm](#) [Praca](#) [Szkolenia](#) [Wydarzenia](#) [Porównania międzylaboratoryjne](#)
[Kontakt](#)



[Laboratoria](#)
[.net](#)
[Innowacje](#)
[Nauka](#)
[Technologie](#)

[Logowanie](#) [Rejestracja](#) [pl](#)

Newsletter

zapisz się



[Strona główna](#) > [Katalog produktów](#) > [Dozowanie \(pipety, biurety, inne\)](#)

IKA Pette

(5.00/5)

WWW: www.ika.com

E-mail: sales.poland@ika.com

[Opis](#) [Galeria zdjęć](#) [Kontakt](#)

Ergonomiczny charakter połączony z bezkompromisową precyzją: pipety IKA vario i fix idealne są do wielu zastosowań w nowoczesnym laboratorium.

Oznaczenie kolorami upraszcza szybki wybór odpowiedniej objętości pipety. Odporność na uderzenia, promieniowanie UV i chemikalia gwarantuje długoterminowe i niezawodne dozowanie. Zestawy IKA PETTE fix i vario są w pełni autoklawowalne, co zapewnia łatwą sterylizację. Gwarantuje to bezbłędną, precyzyjną i bezpieczną obsługę.

Pipety IKA są dostarczane wraz z wymiennymi uchwytami o różnych kształtach i z różnych materiałów. Dodatkowo oferujemy praktyczny statyw na pipety IKA Linea oraz końcówki (tips: bag, tray, box) na każdą objętość oferowanych pipet.

Minimalne siły tarcia i sprężyny zapewniają również ergonomiczne dozowanie bez żadnego wysiłku. Końcówki i tłok pokryte są wysokiej jakości węglem diamentopodobnym (DLC), zapewniającym trwałość. Jednostka objętości z tłokiem i uszczelką może być zdemontowana i wyczyszczona w kilku prostych krokach. Jeśli konieczna jest regulacja, można to zrobić bez dodatkowych narzędzi. IKA dostarcza przyjazne dla użytkownika oprogramowanie kalibracyjne do planowania, wykonywania i rejestrowania wszystkich testów kalibracyjnych. Oferujemy zakres objętości pipet od 0,1 ul do 10 ml w stałych jak i zmiennych objętościach.

<https://www.ika.com/en/Products-Lab-Eq/Pipettes-csp-501/>
[więcej](#)



Nazwa: IKA Pette
Adres: IKA Poland Sp. zo.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
Strona www: www.ika.com
E-mail: sales.poland@ika.com

Oceń prezentację:

(5.00/5)

[wstecz](#)

Informacje dnia: [Jak poradzić sobie z końcem wakacji? Zalecenia w sprawie mpox są racjonalne i adekwatne](#) [Przydatność organów do przeszczepu](#) [Naukowcy zbadali, jak powstają nowe słowa w mediach społecznościowych](#) [Telefony komórkowe nie powodują nowotworów mózgu](#) [Ryzyko zawału i udaru mózgu u kobiet](#) [Jak poradzić sobie z końcem wakacji? Zalecenia w sprawie mpox są racjonalne i adekwatne](#) [Przydatność organów do przeszczepu](#) [Naukowcy zbadali, jak powstają nowe słowa w mediach społecznościowych](#) [Telefony komórkowe nie powodują nowotworów mózgu](#) [Ryzyko zawału i udaru mózgu u kobiet](#) [Jak poradzić sobie z końcem wakacji? Zalecenia w sprawie mpox są racjonalne i adekwatne](#) [Przydatność organów do przeszczepu](#) [Naukowcy zbadali, jak powstają nowe słowa w mediach społecznościowych](#) [Telefony komórkowe nie powodują nowotworów mózgu](#) [Ryzyko zawału i udaru mózgu u kobiet](#)

Partnerzy