

[Akceptuję](#)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej [Polityce Prywatności](#)

[Portal](#) [Informacje](#) [Katalog firm](#) [Praca](#) [Szkolenia](#) [Wydarzenia](#) [Porównania międzylaboratoryjne](#)
[Kontakt](#)



[Laboratoria](#)
[.net](#)
[Innowacje](#)
[Nauka](#)
[Technologie](#)

[Logowanie](#) [Rejestracja](#) [pl](#)

Newsletter

zapisz się



[Strona główna](#) > [Katalog produktów](#) > [Łaźnie wodne i termostaty](#)

Łaźnie wodne Grant Optima serii TX150

(1.00/5)

WWW: www.e-biogenet.pl

E-mail: biogenet@biogenet.com.pl

[Opis](#) [Galeria zdjęć](#) [Kontakt](#)

Łaźnie wodne z mieszaniem Grant Optima™ serii TX150



Szeroka gama wielofunkcyjnych łaźni wodnych Grant Optima™ łączy w sobie legendarną jakość produktów Grant'a z niezawodnością. Precyzyjna regulacja temperatury daje szeroki zakres zastosowań laboratoryjnych

- dokładna i bezpieczna kontrola temperatury - dla próbek i użytkownika
- intuicyjne programowanie wraz z przemyślanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi czynią pracę z łaźniami wodnymi Grant Optima™ niezwykle łatwą
- mocna i wytrzymała konstrukcja zapewnia urządzeniom Grant Optima™ długowieczność i niezawodność przy niskich kosztach zakupu
- zaspokojenie podstawowych potrzeb, jak również zaawansowanych możliwe jest dzięki niezwykle szerokiej wachlarzowi oferty

Łaźnie wodne z mieszaniem i recyrkulacją stanowią źródło dla precyzyjnego ogrzewania oraz chłodzenia dla wielu rutynowych i delikatnych procedur analitycznych, w tym inkubacji próbki, kalibracji, a także kontroli jakości. Są odpowiednie do stosowania zarówno w obiegu otwartym, jak i zamkniętym.

<http://www.e-biogenet.com.pl/urządzenia-laboratoryjne/laznie-wodne/laznie-wodne-grant-optima-serii-tx150.html>
[więcej](#)

Nazwa: Łaźnie wodne Grant Optima serii TX150

Adres: ul. Parkingowa 1
05-420 Józefów k./Otwocka

Nasze telefony:
Sprzedaż i serwis:
+48 22 463 80 40 do 49
+48 501 261 722

Strona www: www.biogenet.pl
www.e-biogenet.pl

E-mail: biogenet@biogenet.com.pl

Oceń prezentację:

(1.00/5)

[wstecz](#)

Informacje dnia: [Zdrowych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia Zapraszamy na wyjątkową edycję Targów PCI Days 2025! Zawał już dawno przestał być chorobą mężczyzn Świąteczna apteczka Radioaktywny pluton się nie ukryje Złoty Medal Chemii przyznany po raz 14 Zdrowych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia Zapraszamy na wyjątkową edycję Targów PCI Days 2025! Zawał już dawno przestał być chorobą mężczyzn Świąteczna apteczka Radioaktywny pluton się nie ukryje Złoty Medal Chemii przyznany po raz 14 Zdrowych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia Zapraszamy na wyjątkową edycję Targów PCI Days 2025! Zawał już dawno przestał być chorobą mężczyzn Świąteczna apteczka Radioaktywny pluton się nie ukryje Złoty Medal Chemii przyznany po raz 14](#)

Partnerzy